

Massendruck Client

Schnelles Drucken und Exportieren von Suchlisten aus d.3 smart explorer

Mit dem Massendruck Client drucken und exportieren Sie grosse Dokumentmengen aus dem d.3 smart explorer – gruppiert und sortiert nur mit wenigen Mausklicks.

Drucken

- Zusammengefasst in einem oder mehreren einzelnen Druckjobs
- Mit oder ohne Druck der Notizen aus d.3ecm
- Protokollierung der Druckhistorie in d.3ecm

Exportieren

- Dynamische Exportpfad-Erstellung nach d.3ecm-Attributen
- Export von Einzeldokumenten oder zu einem zusammengefassten Dokument
- Protokollierung der Exporthistorie in d.3ecm

Weitere Pluspunkte

- Abrufbar über das Kontextmenü des d.3 smart explorer
- Übersichtliche Darstellung der Dokumente mit Sortier-, Gruppier- und Filterfunktionen

The screenshot shows the d.3 smart explorer interface with a search results table and a context menu open over one of the rows. The table columns include: Titel, Pat. Name, Pat. Vorname, Pat. Geschlecht, Pat. Geburtsdatum, Pat. PLZ, Pat. Or, Patientenkategorie, Pat. Sozialvers. - Nr, VIP, Aufenthaltsart, Eintrittsdatum, and Austrittsdatum. The context menu includes options like 'Offnen', 'Bearbeiten', 'Hauptknoten anzeigen', 'Offnen aus', 'Neu', 'Dokument', 'Zu den Favoriten hinzufügen', 'Senden an', 'Verknüpfungen', 'Prüfen und freigeben', 'Eigenschaften ändern', 'Erstelle zugehöriges', 'Massendruckclient', 'Postkorb suchen', and 'Eigenschaften'. The 'Massendruckclient' option is highlighted.

Kontextmenü in d.3 smart explorer

Massendruck Client d.3 (KISPI)

Dokumente Log

Doc Type

<input type="checkbox"/>	Doc ID	Dokumentd...	Dokumenttyp	Titel	Quellsystem	PID	FID	Pat. N...
- Doc Type: 01. Administration								
<input type="checkbox"/>	KG04054225	17.05.2016	Korrespondenz: Übrige Korrespondenz	Entbindung Schweigepflicht	Phoenix	3802160	913311	Tes
<input type="checkbox"/>	KG04149170	30.06.2016	Korrespondenz: Übrige Korrespondenz	Sperrung: Sperrung	Phoenix	3802160	1235443	Tes
<input type="checkbox"/>	KG02466887	07.05.2014	Korrespondenz: Mail	test felder	Phoenix	3802160	913311	Tes
<input type="checkbox"/>	KG02444181	17.03.2014	Korrespondenz: Aufgebote	Med. Spezialaufgebote (17.03.14)	Phoenix	3802160	1097475	Tes
<input type="checkbox"/>	KG05274016	01.12.2011	Korrespondenz: Aufgebote	spez. Aufgebot 14.08.2017	Phoenix	3802160	1444682	Tes
<input type="checkbox"/>	KG02392871	17.03.2014	Anträge/Kostengutsprachen	Test-Dokument_smile test	Phoenix	3802160	913311	Tes
<input type="checkbox"/>	KG04415148	17.08.2016	Anträge/Kostengutsprachen	Neurologie KOGU Helmtherapie (17.08.16)	Phoenix	3802160	1235443	Tes
<input type="checkbox"/>	KG02433161	08.04.2014	Abrechnung	test_08_04_14	Phoenix	3802160	913311	Tes
+ Doc Type: 02. Anamnese								
+ Doc Type: 03. Befunde								
- Doc Type: 04. Behandlung/Therapie								
<input checked="" type="checkbox"/>	KG02379815	17.03.2014	Verordnungen: Therapie-Schemata	Physio Assessment	Phoenix	3802160	913311	Tes
<input checked="" type="checkbox"/>	KG03988878	12.04.2016	Verordnungen: Therapie-Schemata	Asthma Behandlungsplan (12.04.16)	Phoenix	3802160	913311	Tes
<input checked="" type="checkbox"/>	KG04712013	18.01.2017	Verordnungen: Medikamentenplan	Medikamentenplan 18.01.2017	Phoenix	3802160	913311	Tes
<input checked="" type="checkbox"/>	KG04712029	18.01.2017	Verordnungen: Medikamentenplan	Medikamentenplan 18.01.2017	Phoenix	3802160	913311	Tes
<input checked="" type="checkbox"/>	KG05125434	04.07.2017	Verordnungen: Medikamentenplan	Medikamentenplan 04.07.2017	Phoenix	3802160	1415194	Tes
<input checked="" type="checkbox"/>	KG04737294	25.01.2017	Ernährungsberatung	Notfallplan I	Phoenix	3802160	1346641	Tes
- Doc Type: 05. Operationen/Eingriffe								
<input type="checkbox"/>	KG02415368	27.02.2014	Operation: Operationsbericht	OP-Bericht (C. Aufdenblatten) 25.02.2014	Phoenix	3802160	913311	Tes
<input type="checkbox"/>	KG02555205	26.03.2014	Operation: Operationsbericht	OP-Bericht (H. Dave)	Phoenix	3802160	1097475	Tes
<input type="checkbox"/>	KG02415896	26.03.2014	Anästhesie: Anästhesiepapiere	Prämedikation 26.03.2014 V0	Phoenix	3802160	913311	Tes

Layout

Exportieren Schliessen

Übersichtlich: Sortier-, Gruppier- und Filterfunktionen im Massendruck Client

Voraussetzungen/Besonderes

- d.3ecm Basis
- .NET Framework 4.0
- PDF-Dokumente oder in PDF gerenderte Office-Formate



Kontakt

adeon ag
www.adeon.ch
www.adeon.li

Altendorf
Brügglistrasse 2
8852 Altendorf, Schweiz
T +41 55 451 52 52

Bern
Nordring 8
3013 Bern, Schweiz
T +41 55 451 52 52

Zweigniederlassung Vaduz
Dr. Grass-Strasse 10
9490 Vaduz, Liechtenstein
T +41 55 451 61 21

Der Massendruck Client ist eine Entwicklung der adeon ag.